

Laser-Devices

Micromotor System for Surgery

Ultrasonic Scaler

先進技術の
オサダメディカル

動物用

骨接合又は骨手術用機械器具 (オサダ サクセスシリーズ)

Osada Success Series

ブラシレスモータ採用により
静音・長寿命を実現しました!



Osada Surgery Success V
オサダサージェリーサクセスV



Osada Success 40MV2
オサダサクセス-40MV2



Osada Success 40MV
オサダサクセス-40MV

Treatment Tables

Steam Autoclaves

Instruments for Small Animals

 OSADA MEDICAL

オサダサクセス-40MV2

モーターコードから
ハンドピースまで
オートクレーブ滅菌
可能



衛生的にお使い頂けます。
モーター、コードからハンドピースまでオートクレーブ滅菌可能！
トルクが強い！
低速回転でも止まることなく、お使い頂けます。

- <仕様>
- 電源：電源電圧 交流100V、電源周波数 50/60Hz、電源入力 0.3A
 - 分類：一般医療機器
 - 質量：本体3.3kg モーターハンドピース170g
 - 寸法：W107×D185×H140mm（取手含む）
 - 回転速度：1,000～40,000min⁻¹
 - 確認番号：第19-3190号
 - 標準構成：装置本体、フットコントローラー、サージェリーモーター[SM1-01]、ハンドピーススプレー、等速ストレートハンドピース[SH28S]、添付文書、取扱説明書

商品名	形式	商品コード	標準価格
オサダサクセス-40MV2	OS-40MV2	3236	¥350,000

標準装備

商品名	形式	商品コード	標準価格
等速ストレートハンドピース	SH28S	49342	¥42,900

※ノーズコーン付

商品名	形式	商品コード	標準価格
サージェリーモーター	SM1-01	49282	¥186,000

※モーターコード付

※出荷時の回転速度は最高30,000min⁻¹までの設定となっております。
40,000min⁻¹仕様でご使用になる場合は、(株)オサダメディカルまでご相談下さい。

オプション ワイヤードライバー使用例

骨の固定

ワイヤーチャック
ハンドピース

ピンチャック
ハンドピース

骨の穴あけ
骨の固定

AOチャック
ハンドピース

ジャコブスチャック
ハンドピース

+

ワイヤードライバー

4種類のハンドピースより
(オプション)
用途に合わせて
選択して下さい。

商品名	形式	商品コード	標準価格
ワイヤードライバー	WD-5	50286	¥572,000

※オサダサクセス-40MV2専用です。オサダサクセス-40MVには使用できません。
※モーターコード付
※ハンドピース(JCH-1、ACH-1、WCH-1、PCH-1等)の詳細につきましては、最終ページをご覧ください。

オサダサクセス-40MV

ハンドピース
オートクレーブ滅菌可能

モーターコード
EOG滅菌可能



幅広い拡張性！
豊富なオプション追加により多目的にお使い頂けます！
トルクが強い！
低速回転でも止まることなく、お使い頂けます。

- <仕様>
- 電源：電源電圧 交流100V、電源周波数 50/60Hz、電源入力 0.2A
 - 分類：一般医療機器
 - 質量：本体2.9kg モーターハンドピース175g
 - 寸法：W100×D185×H105mm（ゴム脚含む）
 - 回転速度：1,000～40,000min⁻¹
 - 確認番号：第19-3191号
 - 標準構成：装置本体、フットコントローラー、L10Mモーター(コード付)、等速ストレートハンドピース[SH28S]、ハンドピーススプレー、添付文書、取扱説明書

商品名	形式	商品コード	標準価格
オサダサクセス-40MV	OS-40MV	3222	¥198,600

標準装備

商品名	形式	商品コード	標準価格
等速ストレートハンドピース	SH28S	49342	¥42,900

※ノーズコーン付

商品名	形式	商品コード	標準価格
L10Mモーター	L10M	49297	¥143,000

※モーターコード付

※出荷時の回転速度は最高30,000min⁻¹までの設定となっております。
40,000min⁻¹仕様でご使用になる場合は、(株)オサダメディカルまでご相談下さい。

オプション ワイヤードライバー [WD-1-5] 使用例

骨の穴あけ
骨の固定

ワイヤードライバー
[WD-1-5]

(チャック寸法)
φ0.5～5.0mm

+

L14Mモーター

■回転速度：60～1,900min⁻¹
■停止トルク：50Ncm
■質量：154g

商品名	形式	商品コード	標準価格
ワイヤードライバー	WD-1-5	49302	¥186,000

商品名	形式	商品コード	標準価格
L14Mモーター	L14M	50205	¥169,000

※オサダサクセス-40MV専用です。オサダサクセス-40MV2には使用できません。
※モーターコード付

オサダサージェリーサクセスV

モータ・コードから
ハンドピースまで
オートクレープ滅菌
可能

ピンニング・ドリリングなどの
外科処置から歯科治療まで
幅広い用途にお応えする
マイクロサージェリーシステム

ブラシレスモータ採用

オシレイト(反転)機能

注水機能

自動注水準備機能

液だれ防止機能



オサダサージェリーサクセスV (サージェリーモータセット OSS-3.3 (ワイヤードライバー5セット仕様))

商品名	仕様	形式	商品コード	標準価格
オサダサージェリーサクセスV OSS-3	サージェリーモータセット ワイヤードライバー5セット	OSS-3.3	3229	¥1,720,000

※生理食塩液は標準装備されていません。

<OSS-3.3仕様>

- 電源: 電源電圧 交流100V 電源周波数 50/60Hz、電源入力 0.3A
- 分類: 一般医療機器
- 確認番号: 第19-3192号
- 寸法: W200 × D295 × H250mm (突起部含む)
- 注水ポンプ注水量: 5~100ml/min (目安)
- 質量: 本体7.4kg
- 標準構成: 装置本体、フットコントローラー、サージェリーモータセット、ワイヤードライバー5セット、添付文書、取扱説明書

サージェリーモータセット

ワイヤードライバー5セット

サージェリーモータセット仕様内容



- 回転速度: 2,000~30,000min⁻¹
- 停止トルク: 5Ncm
- 質量: 100g (モータ部のみ)
- 寸法: φ25 × W72.3mm (ジャンクション部除く)
- 構成: サージェリーモータ(モータコード付)、等速ストレートハンドピース(ノズコンSP付)、ポトルスタンド、ホルダー付洗浄用チューブ、洗浄用チューブ

骨の切削

骨の穴あけ

ワイヤードライバー5セット仕様内容



- 回転速度: 100~1,900min⁻¹
- 停止トルク: 50Ncm
- 寸法: ハンドピース部 φ31 × W83mm、グリップ部 W43 × D29 × H91mm
- 構成: ワイヤードライバー[WD-5](コード付)、ジャコブスチャックハンドピース [JCH-1](工具付)
- オシレイト(反転): 50~750min⁻¹
- 質量: モータ、グリップ部のみ 470g

骨の穴あけ

骨の固定

オサダサージェリーサクセスV OSS-1.3

(サージェリーモータセット仕様)

骨の切削 骨の穴あけ

外科処置の骨の切削・穴あけなどに...

※生理食塩液は標準装備されていません。



商品名	仕様	形式	商品コード	標準価格
オサダサージェリーサクセスV OSS-1	サージェリーモータセット	OSS-1.3	3227	¥1,000,000

確認番号: 第19-3194号

オサダサージェリーサクセスV OSS-2.3

(ワイヤードライバー5セット仕様)

骨の穴あけ 骨の固定

外科処置の骨の穴あけ、骨の固定などに...



商品名	仕様	形式	商品コード	標準価格
オサダサージェリーサクセスV OSS-2	ワイヤードライバー5セット	OSS-2.3	3228	¥1,430,000

確認番号: 第19-3193号

オプション ご購入後の追加オプションとして、サージェリーモータ、ワイヤードライバーともに単品販売しております。

サージェリーモータ[SM1-01]

商品名	形式	商品コード	標準価格
サージェリーモータ	SM1-01	49282	¥186,000
等速ストレートハンドピース	SH28SP	49341	¥54,400

ワイヤードライバー[WD-5]

商品名	形式	商品コード	標準価格
ワイヤードライバー	WD-5	50215	¥572,000

歯牙の切削に効果を発揮

口腔内の歯牙の切削から細やかな仕上げ処置まで対応！
5倍速回転です。必ず注水下でご使用下さい。

※オサダサージェリーサクセスV使用時の最高回転速度は、150,000min⁻¹までとなっております。



商品名	形式	商品コード	標準価格	確認番号
20万回転コントラアングル CA-13	CA13	03773	¥129,000	7畜A第3041号

※バーは別売です。

製造販売元: 白水貿易株式会社

オプション



商品名	形式	商品コード	標準価格	商品写真	確認番号
AOポンドリルハンドピース ※最高回転速度: 30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスナバ付属	SH33	20230	¥57,200	シャック径: φ0.5~4.5mm チャック4ヶ付	第19-3192号
ソーシレートハンドピース ※最高回転速度: 30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスナバ付属	SOH01A	49277	¥286,000	振れ角度: 7°	第19-3187号
ソーサジタルハンドピース ※最高回転速度: 30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスナバ付属	SSH01	49275	¥286,000	振れ角度: 4°	
ソーレシプロケットハンドピース2 ※最高回転速度: 30,000min ⁻¹ 、専用締め付けスナバ付属	SRH02A	49274	¥286,000	全ストローク3mm	第18-698号
2倍速アングルハンドピース ※最高回転速度: 60,000min ⁻¹	SH31LP	49346	¥115,000	シャック径 φ 2.35mm	第18-671号
等速アングルハンドピース ※最高回転速度: 30,000min ⁻¹	SH27LP	49344	¥115,000	シャック径 φ 2.35mm	第18-670号
等速コントラヘッド ※最高回転速度: 40,000min ⁻¹	CH07	49268	¥30,000	コントラバー: シャック径 φ 2.35mm	第18-668号
等速コントラシャック ※最高回転速度: 40,000min ⁻¹	CS132	49271	¥40,000	※組み合わせてご使用下さい。	第18-669号

ストレート・アングルハンドピースに装着してご使用下さい。

商品名	商品コード	標準価格	確認番号
ノーズコーンS	49260	¥2,900	第19-3192号
ノーズコーンSP	49261	¥14,300	
ノーズコーンL	49265	¥14,300	
ノーズコーンLP	49266	¥28,600	



ワイヤードライバー [WD-5] と組み合わせてご使用いただけます。

商品名	形式	商品コード	標準価格	確認番号
① ワイヤーチャックハンドピース ※最高回転速度: 1,900min ⁻¹	WCH-1	49294	¥258,000	第18-701号
② ピンチャックハンドピース ※最高回転速度: 1,900min ⁻¹	PCH-1	49295	¥258,000	第18-700号
③ ジャコブスチャックハンドピース ※最高回転速度: 1,900min ⁻¹	JCH-1	49292	¥100,000	第19-3192号
④ AOチャックハンドピース ※最高回転速度: 1,900min ⁻¹	ACH-1	49296	¥100,000	第18-702号



ブレード ※適応ハンドピース: ソーサジタルハンドピース

製造販売元: 林刃物株式会社

商品名	商品コード	標準価格	備考	確認番号
サジタルブレード SB-6S	51904	各¥7,000	刃幅 6mm、刃高 0.3mm、刃厚0.4mm	21動薬第1317号
サジタルブレード SB-9S	51905		刃幅 9mm、刃高 0.3mm、刃厚0.4mm	21動薬第1318号
サジタルブレード SB-14	51907		刃幅 14mm、刃高 0.6mm、刃厚0.4mm	21動薬第1713号
サジタルブレード SB-19	51908		刃幅 19mm、刃高 0.6mm、刃厚0.4mm	21動薬第1316号

サジタルブレード SB-14



使用イメージ



メンテナンス用品

商品名	商品コード	標準価格
ハンドピーススプレー HKタイプ	71911	¥4,000



※HK用ノズル付
※1本入

ご使用に際しましては、商品に添付の添付文書・取扱説明書を必ずお読み下さい。

※表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。 ※撮影・印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。又、ご不明な点は(株)オサダメディカルまでお問い合わせ下さい。

NO.1001

販売元

株式会社オサダメディカル

〒141-8517 東京都品川区西五反田5-17-5
TEL 03 (3492) 2874 (代)
FAX 03 (3492) 3021

http://www.osada-electric.co.jp
製造販売元: 長田電機工業株式会社



長田電機工業

長田電機工業 名古屋工場