

超音波ネブライザー コンフォート3000

Ultrasonic Nebulizer

COMFORT 3000

KU-500

販売名: 超音波ネブライザー COMFORT 3000
届出番号: 11B1X00009000012

コンパクト、軽量で連続運転が可能



新鋭工業株式会社



価格
¥62,000 (税抜)

製品仕様

販売名: 超音波ネブライザー COMFORT3000	作用水容量: 約200mL
型式: KU-500	寸法: W260×D145×H195mm
噴霧粒子径: MMAD 約5.5μm	質量: 約2.4kg
噴霧能力: 約3.5mL/分 (送風量3、霧化量5 設定時) 約0.7mL/分 (送風量1、 霧化量1設定時)	電源: AC100V 50-60Hz
最大送風量: 16L/分	消費電力: 40VA/39VA (50Hz/60Hz)
薬液カップ容量: 最大100mL	付属品: 耐熱送気ホース、 ネブライザーマスク (大)、 マウスピース、電源コード、フック

■連続運転が可能

オプション品の薬液連続瓶を使用することにより、連続運転が可能です。*連続霧化可能目安時間: 500mL: 約2時間15分

■コンパクトで軽量

コンパクトなので置き場所に困りません。また、約2.4kgと軽量なので持ち運びもラクラクです。


■お手入れが簡単

触れる機会が多い操作パネルがフラットなので、拭き洗浄が容易です。

■送風・霧化量の調節

送風量は3段階、霧化量は5段階の調節ができますので、患者様にあった吸入が可能です。

操作パネル



交換部品及びオプション



①薬液カップ 5個	18030-003A	140030121	¥2,200
②少量霧化キャップセット	18030-008A	140030135	¥900
③カップホルダー (フック付)	18090-005A	140030204	¥800
④霧化室 (パッキン付)	18090-004A	140030201	¥1,900
⑤作用槽パッキン5枚	18090-007A	140030128	¥1,200
⑥霧化室パッキン5枚	18090-006A	140030129	¥1,900
⑦マウスピース 5個	P-363	200191182	¥1,100
⑧耐熱送気ホース (カフス付) 100cm	1H055-00	140030122	¥3,000
⑨エアフィルター 5個	18090-001A	140030202	¥700
⑩帯電フィルター *	1F023-00	140030203	¥3,000
⑪ネブライザーマスク 大	NK-3200	400010041	¥380
⑫ネブライザーマスク 小	NK-3250	400010040	¥380
⑬トラキアマスク 大	NK-5202	400010086	¥900
⑭トラキアマスク 小	NK-5201	400010087	¥900
⑮マスク 小	18030-005A	140030123	¥1,200

*静電気力により、空气中に浮遊する1μm以下の微粒子も効果的にカット

オプション



本体・薬液連続瓶・蛇管・マスクは別売

コンフォート3000専用カート
120023007 ¥39,000

- 寸法: W350×D315×H920 ~ 1666mm※
※ガードルを最大まであげた高さ
- キャスター: 前輪φ75
後輪φ100 (ストッパー付)



長時間の薬液吸入が可能です。
薬液連続瓶セット (クリップ付)

500mL	140030049	¥8,000
1000mL	140030030	¥8,000
2000mL	140030044	¥8,000

●材質: プラスチック製



酸素吸入をしながら薬液吸入が可能です。
酸素導入プラグ

140030045 ¥1,200

※酸素チューブは別途ご用意ください。



最適な提案で医療福祉社会に貢献する
新鋭工業株式会社

本社 〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家308-2

営業所			
東京支店	〒113-0033 東京都文京区本郷3-1-2-5	TEL.03(3816)0444	FAX.03(3816)0406
大阪支店	〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1	TEL.06(6228)3311	FAX.06(6228)3321
札幌支店	〒060-0907 北海道札幌市東区北七条東4丁目28-3	TEL.011(741)7752	FAX.011(753)2703
仙台支店	〒984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10	TEL.022(288)4660	FAX.022(288)4661
新潟支店	〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1	TEL.025(233)0592	FAX.025(233)0573
長野支店	〒390-0835 長野県松本市高宮東5-1-3	TEL.0263(24)2840	FAX.0263(27)3152
名古屋支店	〒466-0023 愛知県名古屋市昭和区石仏町2-1-40	TEL.052(859)1333	FAX.052(859)1334
山陰支店	〒683-0001 鳥取県米子市哲生温泉2-2-0-27	TEL.0859(34)5675	FAX.0859(34)5708
岡山支店	〒700-0982 岡山県岡山市北区中島田町1-7-8	TEL.086(235)0323	FAX.086(235)0324
広島支店	〒733-0822 広島県広島市西区庚午中4-1-0-36	TEL.082(275)0740	FAX.082(275)0760
福岡支店	〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津5-11-25	TEL.092(622)0055	FAX.092(622)0052
沖縄支店	〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-1-9-6	TEL.098(876)4262	FAX.098(876)6097

ホームページアドレス <https://www.shinei.me>

※製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。