

動物医療用レーザー

ダイオードレーザー CHEESE II

超小型軽量＋低価格＋高性能！

新発売



低侵襲治療・レーザー手術治療システム

株式会社 富士エス・エル・アイ

多くの獣医師が認める経済的で最小侵襲治療。それは出血が少なく、手術時間が短く、治りが早いレーザー治療です。伴侶動物をQOLの向上へ繋がります。

ダイオードレーザー CHEESE II は、抜群の品質と操作性、ユニークなデザインで最小侵襲の医療を提供いたします。また、豊富なアクセサリーで多様な治療を提供し、且つ低価格を実現しました。



CHEESE II の新機能

- ・ワイヤレスフットスイッチ対応
- ・パワーメーター搭載（ファイバ先端の出力を測定可能）

臨床例

腫瘍の摘出術（蒸散、切開、凝固）、腫瘍のレーザーサーミア、疼痛緩和と創傷治療、緑内障治療、歯周病治療、椎間板ヘルニア減圧術

仕様

製品名	CHEESE II
レーザーの種類	半導体レーザー（クラス4）
発振方式	CW 発振方式
発振波長	980±10nm
最大定格出力	10W
最小定格出力	1W
動作モード	CW/シングルパルス/リピートパルス
パルス照射時間	1 ms ~ 10 s
パルス照射時間	1 ms ~ 10 s
メモリー機能	最大 16 種類まで
可視ガイド光	赤色ダイオードレーザー 波長 650nm 最終出力端 5mW以下
冷却方式	空冷
操作方式	7インチ Color LCD touch screen
定格電圧	AC100V±10% 2A 50 / 60Hz
消費電力	200VA
外形寸法	201.9 (W) ×210.8 (D) ×265.2 (H) mm
重量	3k g
確認番号	28 動薬 940 号



詳しい臨床実例と製品ラインナップは、Webで。

富士エスエルアイ

検索

<http://fujisli.co.jp/>



低侵襲治療・レーザー手術治療システム

株式会社 富士エス・エル・アイ

お電話でのお問い合わせ
月～金 9:00～17:30

TEL: 055-225-5505

山梨県甲府市川田町 946-1 千400-0811

FAX: 055-225-5506 E-Mail: info@fujisli.co.jp